

Lumicell Touch



La potencia de la **luz**
para combatir la celulitis



SILHOUET-TONE

ENTENDER LA LUZ

COMPRENDER EL MASAJE

La luz tiene 2 propiedades únicas ...

1 - Capacidad de penetración : llega al corazón de las células, atravesando epidermis, dermis e hipodermis

2 - Reactivación celular : comunicación celular e intercelular

>>Ejemplos de acciones :

Vascularización, Producción de Colágeno, Estimula el Adenosin Trifosfato (ATP), Actividad del Sistema Linfático, Mayor síntesis de ARN y ADN, Reducción de la excitabilidad de los Tejidos Nerviosos, Estimulación de la actividad Fibroblástica, Mayor Fagocitosis, Inducción de la acción térmica en los tejidos.



La Tecnología de Lumicell se basa en estos hechos probados científicamente para ofrecer un innovador tratamiento de la celulitis utilizando 2 longitudes de onda específicas que consiguen una acción completa:

LUZ INFRARROJA - 850nm

Esta longitud de onda actúa directamente en el metabolismo causante de la celulitis. Penetra en la piel de 3 a 4 cm de profundidad a través de la dermis y de la hipodermis, hasta los tejidos musculares.

>>Acciones

- ☉ Calor → Dilata capilares → Activación circulatoria
- ☉ Drenaje → Aumento glóbulos rojos → Aumento de la Energía y del O₂
- ☉ Activa los Beta receptores → Lipólisis

LUZ MAGENTA - 660nm

Actúa como desencadenante de los procesos regeneradores del cuerpo. Penetra de 0,8 a 1 cm de profundidad, a través de la dermis hasta la hipodermis.

>>Acciones

- ☉ Absorción de la luz magenta por parte de las células
- ☉ Migración de fibroblastos hacia la fuente luminosa
- ☉ Multiplicación por 5 de la producción de colágeno
- ☉ Mejora y favorece los intercambios celulares
- ☉ Estimulación de la mitosis o división celular
- ☉ Aumento de la actividad Ribosómica
- ☉ Aumento de la Producción de ATP
- ☉ Síntesis de proteínas



Está demostrado que el masaje de los tejidos, favorece la eliminación de la grasa y el drenaje de las toxinas y desechos, mediante la movilización de los tejidos.

Especialmente estudiado para ofrecer el máximo de resultados, el sistema de masaje del Lumicell Touch aporta además de un efecto de "Palper-rouler", una succión en profundidad de los tejidos, que destruye las bolsas de agua causantes del aspecto de la piel de naranja. Ofrece 3 técnicas de masaje :

Técnicas de Masaje

1. Tratamiento de **REMODELADO**
2. Tratamiento **TERAPÉUTICO**
3. Tratamiento de **SPA**



Lumicell ofrece 4 Palm Touch® ergonómicos, una prolongación natural de la mano de la esteticista.

>>Estos cabezales:

- ☉ Suavizan los tejidos fibrosos
- ☉ Reducen el intercambio endémico
- ☉ Revascularizan
- ☉ Tonifican la piel y reducen la apariencia de la piel de naranja
- ☉ Son multi-direccionales



Técnica de trabajo sin Malla
No rompe los capilares ni causa flacidez .

Incluye 4 Palm Touch® :

☉ Palm Touch® Facial y Podal LCT 25 mm ■◆|●
Estimulante de puntos de acupuntura y reflexología.

☉ Palm Touch® Pequeño LCT 38mm ◆|●
Permite técnicas de masaje: relajación, masaje profundo y deportivo. Zonas pequeñas: pies, espalda, brazos.

☉ Palm Touch® Mediano LCT 51mm ◆|●+☆
Superficies medianas, celulitis y tratamientos de Spa.

☉ Palm Touch® Grande LCT 64mm ◆|●+☆
Grandes superficies con importantes depósitos de grasa. Masaje subdérmico intenso.

- Rostro | ◆ Cuerpo
- Succión | ☆ Luz



SILHOUETTE TONE

Su combinación es **Perfecta ...**


Sus **Resultados Demostrados ...**

Descubra **Lumicell Touch**

Masaje de succión Palper-rouler + Tecnología a base de Luz.


Tan simple y tan eficaz ...

→ Lumicell Touch es el único tratamiento corporal que combina la luz infrarroja y magenta con el masaje en profundidad de los tejidos sub-dérmicos. Al tratar la Celulitis desde el centro de la célula, Lumicell Touch altera de forma positiva los mecanismos fisiológicos responsables de la formación de la celulitis. ←



1

• El Palm Touch® se localiza en la zona a tratar y produce succión



2

- Con la succión se consigue la elevación de la zona seleccionada hacia la superficie de la piel
- La concentración de sangre local se reduce
- El grosor de la piel es más fino



3

- La luz aplicada en la zona de tratamiento penetra en profundidad, para maximizar los resultados

Hablemos de **CELULITIS**,

“ El estilo de vida, la falta de actividad física, los malos hábitos alimentarios y el estrés contribuyen a la formación de la celulitis. La celulitis - o lipodistrofia- está causada por un desequilibrio entre las fases de la lipogénesis (formación y depósito de grasa) y la lipólisis (la eliminación de la grasa). El resultado es la hipertrofia de los adipocitos, que si no se trata adecuadamente conlleva la marca característica de la celulitis : La aparición de ondulaciones en la piel conocida como piel de naranja. ”

¡Para tratar efectivamente la celulitis, hay que empezar a nivel celular!

Pruebas Clínicas Científicas y Sus Resultados



Antes



Después

Reducción de 25 cm en Total
MODELO 001



Antes



Después

Reducción de 30 cm en Total
MODELO 002



Antes



Después

Reducción de 35 cm en Total
MODELO 003

¡ Apuesta por el Tratamiento que revoluciona los tratamientos corporales en los centros de Belleza !

El tratamiento más completo de la celulitis

El tratamiento epidérmico, dérmico e hipodérmico más completo de la celulitis, no solamente por medio del masaje de succión subcutáneo sino también por medio de la estimulación de las funciones correctas de las células que llevan a una importante reducción de la apariencia de la celulitis, y a una piel que se ve mucho mas sana.

¡ Ha llegado el momento de ver la celulitis con una nueva luz y trabajar con la última tecnología !

- 1 Tratamiento completo contra la Celulitis
- 2 Tratamiento de la celulitis en zonas localizadas
- 3 Mejora de los tejidos y del aspecto de la piel.
- 4 Preparación para liposucción y favorece el proceso de cura después de la intervención
- 5 Masajes terapéuticos, deportivos y anti-estrés.
- 6 Optimiza los resultados de envolvimientos y de la balneoterapia
- 7 Formación y Cursos regulares para convertirse en un experto del Lumicell Touch.
- 8 Amortización rápida y beneficios garantizados....
- 9 Sistema de trabajo cómodo, sin malla para el cliente y estudiado para minimizar el esfuerzo del profesional.
- 10 98% de satisfacción del aparato**.

¡ 10 Razones para decidirse !



Características

- Selección Automática de parámetros (modo pre-programado) o programación manual.
- Pantalla LCD
- Control de tiempo para tratamientos
- Tecla de memoria
- Manual interactivo del usuario
- Navegador : transición fácil entre programas
- 4 Cabezales : corporal y facial
- Gafas de Protección (3)
- Garantía de 3 Años
- 3 Idiomas

Formación y servicio Técnico

- CD de formación
- Manual interactivo del usuario
- 1 día de Puesta en Marcha en su Centro
- Formadoras de atención personalizada
- Servicio Técnico

Lanzamiento Completo

- Campaña de mailing personalizada*
- Póster
- Folletos públicos

Especificaciones Técnicas :

Electricidad para 220 / 230V | Peso 34 Kg. | Tamaño 162,5cm x 33cm x 46 cm



SILHOUET-TONE

MASTRIN S.A

(Distribuidor Oficial)

C/ Víctor Andrés Belaúnde 48/50, 28016 Madrid (España)

Tel. 91 457 47 71 - Fax 91 458 84 09

www.silhouet-tone.com



* Hasta agotar existencias

** Sondeo de calidad interno realizado en Abril-Mayo 2005 sobre 100% de los clientes del Lumicell-Touch.